

BISCO

CE0459

AQUA-PREP™ F

Fluoridated Rewetting & Desensitizing Agent

Instructions for Use

ES

IN-0371R7
Rev. 3/19



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

AQUA-PREP™* F

Agente rehumectante y desensibilizante fluorado

INFORMACIÓN GENERAL

AQUA-PREP™ F es una solución acuosa de fluoruro e hidroxietil metacrilato (HEMA). Se trata de un agente rehumectante que debe usarse antes de la aplicación de sistemas adhesivos de grabado total como ALL-BOND 2®*, ALL-BOND 3®*, ACE® ALL-BOND TE™ o ONE-STEP®/ONE-STEP PLUS. **AQUA-PREP F** resuelve la pregunta planteada con frecuencia: "¿A qué podemos llamar húmedo?" La aplicación de **AQUA-PREP F** proporciona una cantidad ideal de humedad necesaria para los agentes de adhesión.

AQUA-PREP F se aplica a la preparación de la cavidad después del grabado ácido y se seca ligeramente para asegurar que en la preparación permanezca el nivel adecuado de humedad. **AQUA-PREP F** puede ayudar a aliviar la sensibilidad posoperatoria cuando la afección se deba a un secado excesivo o una humectación inadecuada de la dentina.

Indicaciones de uso:

Los usos principales de **AQUA-PREP F** son:

1. Rehumectación de la dentina y del esmalte después del grabado y secado de la preparación de la cavidad dental
2. Rehumectación de los tejidos dentales hidrófilos secos tras procedimientos dentales
3. Rehumectación del esmalte grabado y secado antes del tratamiento con el sellador Pit & Fissure
4. Desensibilizar

Precauciones:

- El producto puede causar sensibilización de la piel en personas susceptibles. En caso de contacto con la piel, lávela minuciosamente con agua y jabón.
- Compruebe las etiquetas de los componentes individuales para ver las fechas de caducidad de cada uno.
- Ficha de datos de seguridad disponible previa solicitud.
- Ficha de datos de seguridad disponible en www.Bisco.com.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Grabe la dentina y el esmalte durante 15 segundos con un grabador de ácido fosfórico como ETCH-37™*, SELECT HV®* ETCH o UNI-ETCH®*.
2. Enjuague completamente durante 5 segundos aproximadamente.
3. Seque al aire durante 2-4 segundos o seque con una bolita absorbente. Lo ideal es una superficie seca, pero no desecada, antes de aplicar **AQUA-PREP F**. La dentina debe tener un aspecto opaco y el esmalte grabado debe tener un aspecto mate.
4. Dispense 2 gotas de **AQUA-PREP F** en un pocillo de mezcla. Con un cepillo, aplíquelo a las superficies de la dentina y del esmalte. No lo aplique con una bolita de algodón.
5. Deje que **AQUA-PREP F** se empape durante 20 segundos.
6. Seque suavemente al aire o seque con una bolita absorbente para eliminar el exceso de **AQUA-PREP F**. Evite la acumulación, especialmente en los ángulos internos de la preparación. La superficie resultante debe tener un aspecto brillante.
7. Aplique un sistema adhesivo de resina como ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ACE ALL-BOND TE o ONE-STEP/ONE-STEP PLUS de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

ELIMINACIÓN: Consulte las disposiciones comunitarias relacionadas con los residuos. En su ausencia, consulte las disposiciones nacionales o regionales relacionadas con los residuos.

CONSERVACIÓN: Conserve a temperatura ambiente (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F).

GARANTÍA: BISCO, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos en caso de que estén defectuosos. BISCO, Inc. no se responsabiliza por las pérdidas ni los daños, ya sean directos o derivados, que se deban al uso o a la incapacidad de usar los productos conforme a lo descrito. Antes de su utilización, es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad del producto para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y la responsabilidad relacionados con la idoneidad.

* AQUA-PREP F, ALL-BOND TE y ETCH-37 son marcas comerciales de BISCO, Inc.

ACE, ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ONE-STEP, SELECT HV y UNI-ETCH son marcas comerciales registradas de BISCO, Inc.

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISICO France
208, allée da la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92