

## Lucida Intro Kit



## ¿Por qué usar Lucida?

**Alta calidad de pulido · Eficiencia · Conveniencia · Versatilidad**

Es un sistema de pulido que permite una superficie más suave que mejora la biocompatibilidad con la encía.

Pasta diamantada que te ayuda a generar brillo al final de la restauración

Es una pasta eficaz, hidrosoluble, que a través del contraste que genera en el diente facilita a la vista el trabajo del odontólogo.



**El mejor pulido  
de composites  
sin lugar a duda.**

## Características:

- El grosor de los fieltros Lúcida se adapta a todas las superficies dentales.
- Las estrellas de fieltro ofrecen un toque intermitente deseado con puntas redondeadas.
- Lucida es completamente soluble en agua y le brindará ese brillo final
- El resultado es inigualable (un máximo brillo)
- Se lava con mucha facilidad
- Garantiza higiene

## Beneficios



### Autoclavable y Re-utilizable

El mandril de las Lucida Stars, es autoclavable y re utilizable.



### Forma de ángulos redondeados

Es posible llegar a áreas estrechas y obtener el toque intermitente deseado



### Espesor variable

Adquiere un espesor variable en función de la presión y velocidad aplicada



### Más fácil y ahorro de tiempo

La solución combinada con Lucida Paste y el fieltro Lucida Star permite realizar un pulido de restauraciones de composite en un solo paso.