

# TheraCem™

*Cemento de Resina Autoadhesivo*



TheraCem™ es un cemento de resina autoadhesivo de curado dual, con liberación de calcio y fluoruro, indicado para cementar coronas, puentes, incrustaciones (inlay, onlay) y postes endodónticos (metálicos y fibra de vidrio).

Conoce la más nueva adición de la familia "Thera" . . .

# la NUEVA GENERACIÓN de Cementos



**TheraCem** proporciona una alta integración a la Zirconia, metal-porcelana y la mayoría de los sustratos, junto con una fácil limpieza y alta radiopacidad, además de ofrecer una cementación sin esfuerzo, confiable y duradera en restauraciones indirectas.

## 1 Liberación de Fluoruro y Calcio

Continua liberación de iones.

## 2 Vínculo a la Zirconia

Alta integración a la zirconia, metal-porcelana y a la mayoría de sustratos.

## 3 Fácil Limpieza

Rápida y fácil remoción del exceso de cemento.

## 4 pH Alcalino


Transición de un pH ácido que promueve la adhesión a un pH alcalino que facilita la curación.

## 5 Alta Radiopacidad


Fácil identificación en radiografías



TheraCem Continua Liberación de Fluoruro y Calcio.




La Nueva Generación de Fuerza



Nota: El disilicato de litio se grabó con HF y se aplicó Porcelain Primer. Titanio, Acero Inoxidable y Zirconia fueron arenados. Método de plantilla Ultradent.

Resistencia al Desprendimiento a la Zirconia



Nota: Zirconia fué arenada. Método de plantilla Ultradent.



**Guadalajara**  
Lerdo de Tejada No. 2473  
Col. Arcos Sur, C.P. 44150  
Guadalajara, Jal. México  
Tel. 01 (33) 5000 9999  
Fax. 01 (33) 5000 9960  
01 800 2481 COA

**Ciudad de México**  
Odontología No. 82  
Col. Copilco Universidad,  
C.P. 04360, CDMX  
Tel. 01 (55) 5000 9999  
Fax. 01 (55) 5000 9972  
01 800 0622 COA

**Monterrey, NL**  
Venado No. 600  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460, Monterrey, NL.  
Tel. 01 (81) 4444 3020

**Línea de Atención a Odontólogos**  
01 800 COA 5000



Datos del archivo: BISCO, Inc. Los marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Rx Only