

myQuickmat Classico kit

Sistema de matrices seccionales completo desarrollado para ofrecer una separación suave de los dientes




Testimonial



"myRing Classico aplica la presión perfecta para garantizar una adaptación y una retención óptimas de la matriz. No pierde su forma: su rendimiento mecánico es constante y no disminuye con el uso. Los Delta Tubes, con su nuevo rediseño y desarrollados por Style Italiano, proporcionan una versatilidad considerable para adaptar perfectamente la matriz seccional conforme a cada caso correspondiente."


Dr. Jordi Manauta,
Italia



"Sin deformación de la matriz, incluso en caso de preparaciones amplias"



para más información



Anillo de níquel-titanio reforzado

Tubos de silicona con forma anatómica, autoclavables y reemplazables, que garantizan una retención óptima de la matriz y una perfecta adaptación a la anatomía del diente

new!

Diamond²⁴

24 soluciones para sus restauraciones de clase II
REF 6312

Matrices de acero

Matrices de forma anatómica y fácil de bruñir



LumiContrast

Matrices en acero de color azul oscuro que aumentan significativamente el contraste y reducen el efecto de deslumbramiento, especialmente durante el uso de lupas o microscopios



Cuñas de madera

Cuñas interdientales hechas de madera de arce de bosques suizos de gestión sostenible



Este kit incluye myRing Classico de Polydentia, un anillo de matriz seccional clásico hecho de níquel titanio. Está reforzado para brindar una fuerza de separación ideal y suave en combinación con las Cuñas interdientales hechas de madera de arce incluidas. El kit también incluye los Delta Tubes. Estos tubos de silicona con forma anatómica garantizan una retención óptima de la matriz y una perfecta adaptación a la anatomía del diente. Las matrices seccionales LumiContrast completan el surtido del kit. Estas matrices de color azul oscuro aumentan significativamente el contraste y reducen el efecto de deslumbramiento, especialmente durante el uso de lupas o microscopios.

myQuickmat Classico kit - REF 6801

- 2 uds. myRing Classico,
- 6 pares de Delta Tubes,
- 50 uds. Quickmat Matrices Seccionales, Premolar 0,04mm / 5mm,
- 50 uds. Quickmat Matrices Seccionales, Molar 0,04mm / 6,4mm,
- 20 uds. Quickmat Matrices Seccionales, Ampliadas 0,04mm / 6,4mm+Ampl.,
- 20 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Premolar 0,04mm / 5mm,
- 20 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Molar 0,04mm / 6,4mm,
- 20 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Ampliadas 0,04mm / 6,4mm+Ampl.,
- 50 uds. Cuñas de madera Pinky, 11mm (XS),
- 50 uds. Cuñas de madera, 12mm (S),
- 40 uds. Cuñas de madera, 13mm (M),
- 40 uds. Cuñas de madera, 15mm (L)

gift 2 pairs of Diamond²⁴



Diamond²⁴

developed with
STYLE ITALIANO

24 soluciones para sus restauraciones de II Clase

NUEVOS EXTREMOS para myRing Classico

Permiten dar forma a la matriz sin colapsarla

Abraza la matriz: óptimos puntos de contacto

24 combinaciones para una mejor adaptabilidad

Autoclavables y reemplazables

Personalizables: pueden ser cortados y moldeados en función de las necesidades

Testimonial




"Diamond²⁴ ofrece flexibilidad adicional sobre los pies de silicona estándar, mejorando la adaptación del sistema de matriz seccional a la situación clínica. Las 24 combinaciones posibles de dimensiones y forma de Diamond²⁴ aseguran una retención óptima de la matriz en las paredes palatinas y bucales, sin dañarla ni colapsarla hacia la cavidad."

Dr. Giuseppe Chiodera,
Italia

3 ejemplos de las 24 combinaciones posibles:



Escanee este código QR para descubrir las 24 combinaciones



Diamond²⁴ son extremos de silicona anatómicos diseñados para ser utilizados con el anillo para matrices seccionales "myRing Classico" de Polydentia. Diamond²⁴ puede ser orientado en 24 combinaciones de formas diferentes y asegurar una óptima retención y adaptación de la matriz a la anatomía del diente, incluso en situaciones clínicas difíciles.

Diamond²⁴, 15 pares - REF 6312

