

ALTERNATIVAS EN PULIDO



Visita nuestra página:



COA

IMPORTANCIA DEL PULIDO

En la actualidad el paso del pulido ha pasado de ser solo un proceso a convertirse en todo un protocolo, donde se utilizan diversos materiales para no solo pulir sino obtener el máximo brillo en las restauraciones.

El proceso de pulido debe ir de abrasión gruesa (limpieza) a abrasión fina (pulido), utilizando abrasivos cada vez más finos. Aun así, el grado de abrasividad depende de la técnica del dentista y de la integridad de la superficie dental.

Finalidades del proceso de terminado y pulido:

- Eliminar el exceso y refinar los márgenes de restauración.
- Reducir el riesgo de fractura.
- Reducir imperfecciones de la superficie.
- Producir una superficie lisa menos propensa a retener la placa bacteriana.
- Producir una restauración más estética.
- Incrementar la longevidad de las restauraciones.



COLTENE



COA

SELECCIÓN DEL MATERIAL



DISPONER DE UN MATERIAL RESTAURADOR FÁCIL DE MANEJAR, ESTÉTICO Y DURADERO ES UN DESEO MUY DESTACADO ENTRE LOS PROFESIONALES.

EverGlow™ BRILLIANT

Pulido excepcional y brillo duradero:

- Simplicidad en la técnica.
para restauraciones estéticas.
- Consistencia suave.
para una manipulación ideal.
- Excelente humectabilidad
sobre la superficie dental preparada.

Tonos disponibles:

A1/B1, A2/B2, A3/D3, OPA1, BLEACH,
BLEACH TRANS, TRÁNSLÚCIDO.

Los procedimientos de pulido y terminado siguen una secuencia, se eliminan cantidades suficientes de material para reproducir contornos anatómicos de la restauración, se hacen cortes cada vez más finos en el material, con agentes cada vez menos abrasivos, hasta obtener una superficie lisa y brillante.

Fotografía: Mijail Quezada



COA

DIATECH®

ROTARY INSTRUMENTS

Utilizar fresas de diamante grano fino o extrafino para reducción y contorneo. Utilizar discos flexibles para determinar la forma y alisado de la superficie con pieza de baja velocidad. Evaluar contornos y márgenes inter proximales DIATECH te ofrece más de 400 fresas distintas,



TIRAS DE PULIDO ADACO

Delgadas y Flexibles. Las tiras de terminado se utilizan para suavizar y pulir las superficies proximales de todas las restauraciones adheridas directas o indirectas. Disponibles en una luz, recomendadas para espacio interproximales (4, 6 y 8mm) y dos luces. Ideales para procedimientos de stripping (4mm).



COLTENE



COA

ALTERNATIVAS EN PULIDO

KENDA
DENTAL POLISHERS

PULIDORES SILICONADOS

KENDA C.G.I.

- Sistema de pulido con 3 granos.
- Cubre todo el proceso, desde el contorneo hasta pulido y terminado.
- Flexibles, se adaptan a cualquier superficie.
- Formas, Copa, disco, punta y espiral.
- Autoclavables.
- **10,000 rpm**



PULIDORES SILICONADOS DIAMANTADOS

KENDA DELUXE

- Pulidores diamantados de alta estética.,
- Pulidores flexibles, alto brillo en 2 pasos.
- Alto contenido de diamante.
- Doble combinación de diamante para mayor resultado estético y alto brillo.
- Formas: Copa, disco, punta y espiral.
- Autoclavables.
- **10,000 rpm**



COA

ALTERNATIVAS EN PULIDO

mini shaped polishers

- Sistema de Pulido de 3 pasos.
- Nuevas formas para una mayor precisión.
- Pulidores Mini, fácil acceso.
- Desechables, ahorro de tiempo de trabajo.
- **7,500 rpm**

PULIDORES SILICONADOS DIAMANTADOS

ShapeGuard

ShapeGuard es el sistema de pulido desarrollado para facilitar el pulido intraoral de casi todas las zonas de las restauraciones de resina, cerámica y zirconia. Gracias a sus láminas flexibles, se adapta a cualquier superficie y distribuye la presión de manera uniforme para conservar la morfología del diente.

BENEFICIOS:

- Permite un pulido rápido, sencillo y de uso intuitivo.
- Excelentes resultados de alto brillo Duraderos.
- Elaborados con óxido de aluminio y óxido de diamante.
- Autoclavables.
- **7,000 a 12,000 rpm**



ACCESORIOS PARA MAXIMIZAR EL BRILLO

Desarrollado en
conjunto con



PASTA PARA PULIR



Lucida es un sistema abrillantador para resinas compuestas desarrollado en conjunto por *DiaShine* y *Style Italiano*.

Beneficios:

- Forma de ángulos redondeados: permite un toque intermitente al pulir, y llegar a áreas estrechas, como: interproximales y oclusales.
- Espesor Variable: Adquiere un espesor variable en función de la presión y velocidad aplicada.
- Más fácil y ahorro de tiempo: La solución combinada de pasta Lucida con el uso de los fieltros te permite realizar brillo de restauraciones de composite en un solo paso.



**CONOCE LAS DINTISTAS
ALTERNATIVAS DE PULIDO QUE
COA TE OFRECE.**



coa

Guadalajara

Lerdo de tejada No. 2473
Col. Arcos Sur, C.P. 44150
Guadalajara, Jal. México.
Tel: 01 (33) 5000 9999
Fax: 01 (33) 5000 9960
01 800 2481 COA

Ciudad de México

Odontología No. 82
Col. Copilco Universidad,
C.P. 04360, CDMX
Tel: 01 (55) 5000 9999
Fax: 01 (55) 5000 9972
01 800 0622 COA

Monterrey, NL

Venado No. 600, Col.
Mitras Centro C.P.
64460, Monterrey, NL
Tel: 01 (81) 4444 3020

Chile

Las Encinas 3296
Ñuñoa, Santiago, Chile
Fono: (562) 7905200

**ATENCIÓN A
ODONTÓLOGOS**

01 800 COA (262) 5000



coadental.com