





GS200 Liviano, compacto y potente

coa

Soluciones[®] Odontológicas Integrales

NSK POVVERFUL PARTNERS®

A la hora de cuantificar el rendimiento de una pieza de mano o contra ángulo, los criterios referidos normalmente son las características en cuanto a velocidad y potencia de giro. En NSK reconocemos que la aplicación con precisión de toda la potencia es particularmente esencial; por lo tanto, todas las piezas de mano NSK se ajustan perfectamente en su mano de modo que permiten los movimientos mínimos y precisos necesarios para llevar a cabo delicadas aplicaciones clínicas de precisión. Sabemos que el sentido del tacto es importante; por ello el concepto de diseño de todas las piezas de mano NSK toman especialmente en cuenta la diferencia de fuerza, tamaño y capacidad de movimiento de la mano humana. Por eso NSK proporciona un rendimiento poderoso en sus piezas de mano y usted se encarga de aplicar este rendimiento con precisión.



GS200 Liviano, compacto v potente

Escanea el código con tu smartphone para más información





Empuñadura Triangular Ergonómica

La pieza de mano recta GS tiene una ergonómica sección triangular cruzada que provee una confortable y relajante sujeción para prolongados procedimientos clínicos.



Posibilita el intercambio entre contra ángulo y pieza recta. Rotación suave.

NAC-GS

MODELO NAC-GS

- Para fresas CA (Ø2.35)
- Tipo pestillo
- Máx. 30,000 min-1 (en la fresa)
- 1:1 Velocidad Directa
- * No compatible con tipo ISO

GS65

MODELO GS65

- Para fresas HP (Ø2.35)
- Máx. 30,000 min-1 (en la fresa)
- Pueden conectarse contrángulos Tipo U
- * No compatible con tipo ISO

GS200

MODELO GS200 B2

- Borden 2 vías
- Velocidad máx. 26,000min⁻¹

MODELO GS200 M4

- Midwest 4 vías
- Velocidad máx. 26,000min⁻¹

Disponible en: O 2 Vías







Autoclavable

PANAMAX2

+ Resistente que nunca, La + Potente de su categoría

Durabilidad Insuperable

La evolución de Panamax2 comienza en el diseño de su cabezal de acero inoxidable altamente resistente al impacto. La turbina no sufrirá daño alguno aún si la pieza de mano cayera accidentalmente desde una altura de trabajo contra un piso de cemento.

25% Potencia extra

Espectacularmente más potente que sus predecesores. Con una potencia concentrada máxima de 20 watts y en conjunto con la alta precisión de rotación de la fresa se crea un efecto sinérgico que lleva a tratamientos rápidos y precisos.

Disponible en: 💡 2 Vías











FX205 **CONFORT Y VISIBILIDAD** MAXIMIZADOS

Escanea el código con tu smartphone para más información



micromotor 30% + LIGERO 25% + COMPACTO

La serie FX evoluciona introduciendo nuevos atributos respaldados por la confiabilidad de NSK. Su cuerpo fino y ergonómico, proporciona un campo de visión más amplio y una óptima accesibilidad durante las intervenciones; además se reduce la tensión asociada a los diversos tratamientos dentales, gracias a su perfecto equilibrio y mango confortable.

Sistema Push Button

Permite la inserción de la fresa con un solo toque y su fácil extracción.

Sistema Clean Head

Previene la entrada de fluidos orales y otros contaminantes dentro del cabezal de la pieza de mano.

Disponible en: 2 Vías







Autoclavable

FX23



- Máx. 30,000 min 1 (en la fresa)
- 1:1 Velocidad Directa
- Sistema Clean Head
- Portafresas Push Button

FX65



- Para fresas HP (Ø2.35)
- Velocidad máx. 40,000 min⁻¹

FX205



MODELO FX205 M4

 Midwest 4 vías Velocidad máx. 25,000 min⁻¹

MODELO FX205 B2

- Borden 2 vías
- Velocidad máx. 25,000 min⁻¹



Sistema de Cabezal Limpio

cruzada de las líneas de aire.

Válvula **Anti-Retorno**

60% de aumento de potencia La válvula Anti-Retorno evita la contaminación cruzada de la línea de agua en turbinas de aire de alta velocidad.

El sistema Anti-Succión evita la contaminación

Pana-Max PLUS 2 es mucho más potente que sus predecesores, gracias a la combinación de las tecnologías de simulación de turbinas de aire de NSK. Con una potencia máxima de 30 watts, este nuevo modelo tiene la potencia más alta de su clase. Esta potencia concentrada, junto con la alta precisión de su turbina, crea un efecto sinérgico que garantiza tratamientos rápidos y precisos.



Adquiere tu pieza de mano con distribuidores autorizados

> Consulta en nuestra página web el distribuidor de tu preferencia



NSKB033

KIT ESTUDIANTIL GS200/PANAMAX 2 (2VIAS)

Incluye:

Pieza de Mano Panamax2 Micromotor GS200

NSKB060

KIT ESTUDIANTIL FX205 /PANAMAX PLUS 2 STD (2 VIAS)

Incluye:

Pieza de Mano Panamax Plus 2 Micromotor FX205

NSKB062

KIT ESTUDIANTIL FX205 /PANAMAX PLUS 2 MINI (2 VIAS)

Incluye

Pieza de Mano Panamax Plus 2 Micromotor FX205

NSKB034

KIT ESTUDIANTIL GS200/PANAMAX 2 (4VIAS)

Incluve

Pieza de Mano Panamax2 Micromotor GS200

NSKB061

KIT ESTUDIANTIL

FX205 /PANAMAX PLUS 2 STD (4VIAS)

Incluye

Pieza de Mano Panamax Plus 2 Micromotor FX205

NSKB063

KIT ESTUDIANTIL

FX205 /PANAMAX PLUS 2 MINI (4VIAS)

Incluye

Pieza de Mano Panamax Plus 2 Micromotor FX205



PANASPRAY

PLUS

Aceite+alcohol



Lubricante de formulación especial para piezas de mano y motores neumáticos en general, con propelente de alcohol.

Características:

- · Lubricante y limpiador para piezas de mano con Alcohol.
- · Alarga la vida útil de equipos neumáticos y contra ángulo.
- · Gran nivel de eficacia.

Beneficios:

- · Contiene 480ml de producto lubricante limpiador.
- · Resistente a procesos de autoclave.
- · Ayuda a eliminar contaminantes y genera barreras de bioseguridad para los equipos.



Prevención de infecciones

- · Sistema de funcionamiento de los contra ángulos.
- Dual Defense, doble protección, cabezal limpio y válvula de no retracción.
- · Micromotor y contra ángulos esterilizables en autoclave.



Talleres Especializados Refacciones Originales Fabricado en Japón



Guadalajara

Lerdo de tejada No. 2473 Col. Arcos Sur, C.P. 44150 Guadalajara, Jal. México. Tel: 01 (33) 5000 9999 Fax: 01 (33) 5000 9960 01 800 2481 COA Ciudad de México

Odontología No. 82 Col. Copilco Universidad, C.P. 04360, CDMX Tel: 01 (55) 5000 9999 Fax: 01 (55) 5000 9972 01 800 0622 COA Monterrey, NL

Venado No. 600, Col. Mitras Centro C.P. 64460, Monterrey, NL Tel: 01 (81) 4444 3020 ATENCIÓN A ODONTÓLOGOS 01 800 COA (262) 5000 © 33 3167 8001

